




# CARECATH *Liv & Leiv*

Optimale Länge zur sicheren Blasenentleerung.



- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit.
- ✓ Atraumatische, abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Sofort einsatzfähig.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung.
- ✓ Gute Handhabung und Führbarkeit.



## Optimale Länge zur sicheren Blasenentleerung.

Mit dieser ersten Ausführung der IK-Produktserie CARECATH Liv & Leiv der GHC legen wir besonderen Wert auf eine atraumatische Anwendung der Produkte, eine gute Handhabbarkeit und eine sichere Anwendung. Die sterilen Einmalkatheter aus PVC sind hydrophil beschichtet, gebrauchsfertig und werden zu 30 Stk. in stabilen Kartonagen geliefert.

Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.



Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Katheteroberfläche.


Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.



CARECATH Liv, 17 cm Länge, CH 08-16.  
CARECATH Leiv, 41 cm Länge, CH 12-16.

- ✓ Die IK-Katheter Liv & Leiv überzeugen mit einer sehr guten Gleitfähigkeit durch die spezielle, hydrophile Beschichtung. Das Risiko etwaiger Verletzungen der Harnröhre durch eine zu stumpfe Oberfläche ist ausgeschlossen. Auch die abgerundeten, feuerpolierten Drainageaugen sichern die atraumatische Anwendung.
- ✓ CARECATH Liv & Leiv sind durch die gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung sofort einsatzfähig. Es ist keine Vorbereitungszeit erforderlich, der Katheter liegt in der Flüssigkeit und kann sofort eingesetzt werden.

Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters durch leicht zu lösendes Griffstück.



**CARECATH** *Liv*

Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Trichter leicht möglich.

Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.

Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit durch exakt definierte Steifigkeit des Katheters.

**CARECATH** *Leiv*

Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstücks leicht möglich.

CARECATH Liv & Leiv – die hydrophilen Einmalkatheter für die Frau (Liv) und den Mann (Leiv). Lassen Sie sich von den Vorteilen in Handhabung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in der IK-Versorgung überzeugen.

- ✓ Die genau richtige Steifigkeit des Katheters und das leicht zu lösende und vorzuschiebende Griffstück (Leiv) ermöglichen eine berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters. Die Katheter haben eine optimale Länge von 17 cm (Liv) bzw. 41 cm (Leiv), so dass eine vollständige Blasenentleerung möglich ist.

- ✓ Das Griffstück hat eine gute Griffigkeit; die Rillen und die Größe ermöglichen eine gute, rutschfeste Handhabbarkeit, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit. Am Trichter am Katheterende lässt sich auch leicht ein Urinauffangbeutel und/oder eine Instillationslösung anschließen.



### CARE CATH *Liv*

| Größe          | Länge | Artikelnummer | PZN      |
|----------------|-------|---------------|----------|
| CH 08   2,7 mm | 17 cm | LIV-H0817     | 18890879 |
| CH 10   3,3 mm | 17 cm | LIV-H1017     | 18890885 |
| CH 12   4,4 mm | 17 cm | LIV-H1217     | 18890916 |
| CH 14   4,7 mm | 17 cm | LIV-H1417     | 18890922 |
| CH 16   5,3 mm | 17 cm | LIV-H1617     | 18890939 |

CH 08 und CH 16 im Laufe des Jahres 2024 verfügbar.

### CARE CATH *Leiv*

| Größe          | Länge | Artikelnummer | PZN      |
|----------------|-------|---------------|----------|
| CH 12   4,4 mm | 41 cm | LEIV-H1241    | 18890833 |
| CH 14   4,7 mm | 41 cm | LEIV-H1441    | 18890856 |
| CH 16   5,3 mm | 41 cm | LEIV-H1641    | 18890862 |



Fordern Sie sich gleich CARECATH Liv & Leiv-Muster an und überzeugen Sie sich von der sehr guten Produktqualität. Einfach QR-Code scannen und Muster anfordern.



**GHC** German Health Care GmbH

**GHC German Health Care GmbH**

Birklück 15  
24999 Wees/Flensburg

Tel. +49 (0) 4631 / 572 00 0  
Fax +49 (0) 4631 / 572 00 19

info@ghc-medical.de  
www.ghc-medical.de